

Zmiany w aplikacji CardioPortal z dnia 09.01.2017

Treść	Ścieżka	Opis
1. Wprowadzono modyfikacje dotyczące zapisu/usuwania danych w karcie pacjenta	Pacjenci >Szukanie>Szukaj>Lista pacjentów>Karta	Wyłączono możliwość usuwania wpisów z karty pacjenta. Dodano przycisk "Zapisz" pod kartą pacjenta, który zapisuje wszystkie wprowadzone dane w karcie pacjenta. Kliknięcie w przycisk zapis zamyka możliwość edycji wprowadzonych danych. Brak kliknięcia zapisz i wyjście z karty pacjenta powoduje utratę zapisanych danych.
2. Zmiana statusu kartotek pacjentów o imieniu „unknown”	Pacjenci >Szukanie>Szukaj>Lista pacjentów>Karta	Zmiana statusu na „nieaktywny” dla wszystkich (historycznych) kartotek pacjentów gdzie, imię wpisane jest jako UNKNOWN.
3. Dodano informacje o autorze i dacie/godzinie wprowadzenia danych na karcie pacjenta	Pacjenci >Szukanie>Szukaj>Lista pacjentów>Karta	Dodano informacje o autorze i dacie/godzinie wprowadzenia danych na karcie pacjenta. Pod każdym zapisem wprowadzanym do karty pacjenta system automatycznie uzupełnia dane dotyczące autora i daty/godziny.
4. Dodano sygnał dźwiękowy przy przyjsciu nowego badania	Badania>Szukanie Badania>Najnowsze	Dodano sygnał dźwiękowy przy przyjsciu nowego badania. W zakładce „Moje dane” dodano przycisk „Włącz/wyłącz dźwięk”. Domyślnie funkcjonalność jest wyłączona. Każdy użytkownik indywidualnie ma możliwość włączenia/wyłączenia sygnału dźwiękowego dla nowego badania. Po przełączeniu funkcjonalności należy wylogować się z sytemu i zalogować ponownie.
5. Dodano pole PESEL pacjenta w widoku badania.	Badania>Szukanie>Szukaj>Lista badań>Badania Badania>Najnowsze> Lista badań>Badania	Dodano pole PESEL pacjenta w widoku badania.

6.	Dodano przycisk do konfiguracji urządzenia w widoku badania.	Badania>Szukanie>Szukaj>Lista badań>Badania Badania>Najnowsze> Lista badań>Badania	W górnym menu widoku badania dla badań przesyłanych za pomocą urządzeń w polu [Aparat] dodano przycisk do konfiguracji urządzenia.
7.	Zmieniono domyślny widok ekranu początkowego.	Ekran początkowy	Po zalogowaniu użytkownika do systemu oraz po kliknięciu w ikonę (logo firmy) znajdującą się w górnym lewym rogu system wyświetla listę badań posortowanych wg daty (najnowsze pierwsze).
8.	Zmieniono parametr domyślny „Aktywność” na formularzu „Wyszukiwanie pacjenta”	Pacjenci>Szukanie	Podczas wyszukiwania pacjentów zmieniono parametr domyślny „Aktywność-Aktywny” na formularzu „Wyszukiwanie pacjenta”. System domyślnie szuka pacjentów wśród aktywnych kartotek pacjentów.
9.	Dodano w stopce informację o kontakcie serwisowym	Ekran początkowy>Serwis	Dodano w stopce informację o kontakcie serwisowym.
10.	W formularzu „Danych pacjenta” dodano pola dotyczące opiekuna.	Pacjenci>Szukanie>Szukaj>Lista pacjentów>Dane pacjenta	W formularzu „Danych pacjenta” dodano pola „Imię opiekuna”, „Nazwisko opiekuna”, „Telefon opiekuna”.
11.	Dodano przycisk „Dane pacjenta” w widoku badania	Badania>Szukanie>Szukaj>Lista badań>Badania Badania>Najnowsze> Lista badań>Badania	W górnym menu widoku badania dodano przycisk „Dane pacjenta” wywołujący formularz „Danych pacjenta”.
12.	Dodano nową sekcję "Opisy EKG" do formularza „Karty pacjenta”	Pacjenci>Szukanie>Szukaj>Lista pacjentów>Karta	Dodano nową sekcję "Opisy EKG" do formularza „Karty pacjenta”.
13.	W widoku badania dodano przycisk „Dołącz”	Badania>Szukanie>Szukaj>Lista badań>Badania Badania>Najnowsze> Lista badań>Badania	W widoku badania dodano przycisk „Dołącz”. Przycisk ten powoduje automatyczne dodanie wszystkich opisów danego badania do „Karty pacjenta” do sekcji „Opis EKG”.

14.	Włączono obowiązkowość numeru PESEL w formularzu „Dane pacjenta”	Pacjenci > Szukanie > Szukaj > Lista pacjentów > Dane pacjenta	W formularzu „Dane pacjenta” włączono obowiązkowość wpisywania numeru PESEL.
15.	Dodano nowe typu urządzenia: EHO-MINI-SPO2, EHO-MINI-BT	Aparaty > Dodanie > Dane urządzenia	Dodano nowe typy urządzenia: EHO-MINI-SPO2, EHO-MINI-BT.
16.	Naprawiono wartość pola "Wiek" widoku badania jako różnica daty wykonania badania i daty urodzenia	Badania > Szukanie > Szukaj > Lista badań > Badania Badania > Najnowsze > Lista badań > Badania	Naprawiono wartość pola "Wiek" w widoku badania jako różnica daty wykonania badania i daty urodzenia.
17.	Dodano w formularzu „Karta pacjenta” pole z nr PESEL	Pacjenci > Szukanie > Szukaj > Lista pacjentów > Karta	Dodano w formularzu „Karta pacjenta” pole z nr PESEL pacjenta.
18.	Usunięto problem z wylogowaniem podczas przechodzenia między kolejnymi stronami badań	Badania > Szukanie > Szukaj > Lista badań Badania > Najnowsze > Lista badań	Usunięto problem z wylogowaniem podczas przechodzenia między kolejnymi stronami badań na liście badań
19.	Włączono obowiązkowość imienia i nazwiska w formularzu „Dane użytkownika”	Użytkownik > Dodanie > Dane użytkownika	W formularzu „Dane użytkownika” włączono obowiązkowość pól dotyczących imienia i nazwiska użytkownika.
20.	Dodano możliwość wyszukiwania urządzenia po numerze podczas przydzielania urządzenia do pacjenta	Pacjenci > Szukanie > Szukaj > Przydział > Dodaj	Podczas przydzielania urządzenia do pacjenta dodano możliwość wyszukiwania urządzenia po numerze. W celu wyszukania urządzenia tylko po fragmencie numeru należy wprowadzić początek numeru, dodać znak specjalny „%” oraz kliknąć przycisk „Szukaj”.
21.	Dodano możliwość przesuwania okna z opisem	Badania > Szukanie > Szukaj > Lista badań > Badania Badania > Najnowsze > Lista badań > Badania	Po kliknięciu ikony ołówka [opisz badanie] w widoku badania EKG pojawia się dodatkowe okno służące do opisu badania. Dodano możliwość przesuwania okna do opisu po ekranie. W tym celu należy przytrzymać myszką dodatkowe okno i przesunąć w dowolne miejsce.

<p>22.</p>	<p>Statyczne linki do formularzy „Dane pacjenta” oraz „Karta pacjenta”</p>	<p>Pacjenci >Szukanie>Szukaj>Lista pacjentów>Dane pacjenta</p> <p>Pacjenci>Szukanie>Szukaj>Lista pacjentów>Karta</p>	<p>Dodano możliwość tworzenia linków statystycznych do dwóch formularzy. W formularzu „Dane pacjenta” oraz „Karta pacjenta” włączono widoczność numeru ID pacjenta.</p> <p>W celu stworzenia linku statystycznego do „Danych pacjenta” danego pacjenta należy skopiować adres URL z przeglądarki internetowej z „Danych pacjenta”, a następnie dodać na końcu numer ID danego pacjenta.</p> <p>W celu stworzenia linku statystycznego do „Karty pacjenta” danego pacjenta należy skopiować adres URL z przeglądarki internetowej z „Karty pacjenta”, a następnie dodać na końcu numer ID danego pacjenta.</p>
-------------------	--	---	---